

快適性抜群!! 経済性抜群!! 省力化のために!!

Pasture Mat

牛床用資材 パスチャー・マット

健康な乳牛・清潔な牛体はパスチャー・マットから!!

乳牛を常に健康に保つには、先ず乳牛にストレスを与えず清潔な居住環境をつくる事です。
パスチャーマットは、あなたの乳牛に清潔で快適な環境をお約束します。更に従来の敷料にくらべて省力化とコストダウンは間違い無しです!!


【なぜ快適で、耐久性に優れているのか?】

牛の行動生理学に基づいて研究開発されたパスチャーマットの特殊構造と、パスチャーマット専用に考案された特殊材質だからです!

パスチャーマットは、マットレスとそれを覆うトップカバーから構成されます。
両者の組み合わせによって、快適な牛床を作り、さらに長年の使用が可能です。

マットレス: ポリプロピレン製のマットレスの中に最適な大きさにカットされたゴムチップが詰められているので適度の弾力性を持っています。さらに図のような独立層構造によって、ゴムチップのずれによるマットの変形が起こりにくい。

トップカバー: マットレスを覆うトップカバーは、ポリプロピレン製の強化仕上げされた材質にワックスをしみ込ませているので、耐水性に優れ摩耗にも強い。



(マットの色は実物と異なります)

【なぜ経済的で、省力的なのか?】

パスチャーマットによっておが粉や敷ワラ等の使用量が非常に少量で済み、これによって入れ替え作業時間を大幅に短縮できるので、大変経済的で作業の省力化につながります。


●簡単な施工

バスチャーマットの設置は、既存の牛床に先ずマットレスを並べそれにトップカバーを乗せて固定すれば終了です。様々な設置に対応できるのが、バスチャーマットです。

施工例写真



▲繋ぎ牛舎内



▲フリーストール牛舎内

バスチャーマット仕様

〈マットレス部〉

材質：強化ニードルパンチ・ポリプロピレン
* ゴムチップ充填 10cm幅層×12列構造
長さ：165～170cm
幅：公称 122cm
厚み：3～4cm
重さ：45～54kg/1枚

〈トップカバー部〉

材質：強化ニードルパンチ・ポリプロピレン
* パラフィン・ワックス処理
幅：2m
厚み：3mm
* 1頭当たりの設置概寸法
横幅1.2m×奥行 1.7m

仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

●お買い上げは……